

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Spis treści

1.	Zawartość opakowania analizatora Stablelab EQ-1	3
2.	Komponenty analizatora	3
3.	Podstawowe informacje	4
4.	Przygotowanie próbki	5
4.1.	Próbki krwi pełnej	5
4.2.	Próbki surowicy i osocza	6
5.	Tryb podstawowy	7
6.	Tryb szybkiego odczytu	8
7.	Odczyt wyników	9
8.	Konserwacja	10
8.1.	Wymiana baterii.....	10
8.2.	Zanieczyszczona soczewka: czyszczenie soczewki w analizatorze	10
9.	Komunikaty błędu/rozwiązywanie problemów	11
9.1.	<i>Battery Low</i> („Niski poziom naładowania baterii”).....	11
9.2.	<i>Clean Lens</i> („Oczyść soczewkę”).....	11
9.3.	<i>Check Insert</i> („Sprawdź płytkę testową”)	11
9.4.	<i>Too Late</i> („Za późno”)	11
9.5.	<i>No C-Line</i> („Brak linii C”)	11
9.6.	<i>Calibrate Pass</i> („Kalibracja zakończona powodzeniem”).....	11
9.7.	<i>Calibrate Fail</i> („Kalibracja zakończona niepowodzeniem”)	11
10.	Środki ostrożności	12
10.1.	Przeznaczenie	12
10.2.	Zasady bezpieczeństwa	12
10.3.	Warunki robocze/przechowywania.....	12
10.4.	zastrzeżenie	12
10.5.	Ograniczenia dotyczące użytkowania	12
10.6.	Objaśnienia symboli	13
11.	Pomoc techniczna	13

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WETERYNARYJNEGO

1. Zawartość opakowania analizatora Stablelab EQ-1



2. Komponenty analizatora


Widok z przodu



Widok z dołu



Widok z boku



- 1 Wyświetlacz
- 2 Przełącznik trybu pracy
- 3 Pokrywa gniazda na płytce testowe
- 4 Gniazdo na płytce testowe
- 5 Komora baterii
- 6 Pokrywa komory baterii

3. Podstawowe informacje




1. Do komory baterii włóż baterię Duracell® Coppertop 9V dostarczoną w komplecie z urządzeniem. Upewnij się, że bateria została włożona zgodnie z oznaczeniami (+) i (-) w komorze baterii. (a)
2. Za pomocą śrubokrętu dostarczonego w komplecie z urządzeniem załóż i zamocuj pokrywę komory baterii. (b)
WSKAZÓWKA: Rowek na pokrywie komory baterii powinien znajdować się bezpośrednio nad symbolami (+) i (-) oraz w jednej linii z rowkiem na środku powierzchni bocznej analizatora. (c)
3. Zmień tryb pracy analizatora na tryb podstawowy (*Standard Mode*) lub tryb szybkiego odczytu (*Quick Mode*) (patrz informacje w punktach 5 i 6).

4. Przygotowanie próbki

Użyta objętość próbki ma krytyczne znaczenie podczas wykonywania oznaczeń z krwi pełnej, surowicy i osocza. Aby uzyskać jak najbardziej wiarygodne wyniki, próbki świeżej krwi pełnej należy przebadać od razu po ich pobraniu, a przechowywane w lodówce próbki krwi pełnej, surowicy lub osocza należy przebadać w ciągu 12 godzin od pobrania.

4.1. Próbkę krwi pełnej




- Oznaczenia z krwi pełnej to najprostsza, najszybsza i najwygodniejsza metoda wykonywania badań laboratoryjnych koni na miejscu, w stajni.
- Próbkę można pobrać ze standardowego wkłucia dożylnego przy użyciu igły i strzykawki w odpowiednim rozmiarze.
- Użyj probówki BloodCaptor™ do pobrania próbki bezpośrednio ze strzykawki, dzięki

wykorzystaniu zjawiska kapilarnego, niezwłocznie po pobraniu krwi (metoda preferowana). (a)

- Zamiennie można użyć krwi pełnej pobranej do probówki z antykoagulantem.
- Do każdego opakowania z płytką testową jest dołączona probówka BloodCaptor, która pozwala odmierzyć dokładnie 8,5 μ l krwi pełnej.
- Upewnij się, że zbiorniczek probówki BloodCaptor jest pełny, ale staraj się napełniać go w taki sposób, aby nie było krwi na zewnątrz. W razie potrzeby wytrzymaj ostrożnie zbiorniczek w taki sposób, aby nie zanieczyścić znajdującej się w nim próbki.
- Zdejmij nakrętkę z butelki z roztworem przygotowawczym. Mocno wsuń probówkę BloodCaptor do butelki w taki sposób, aby napełniony krwią zbiorniczek był całkowicie zanurzony w roztworze przygotowawczym, dzięki czemu probówka będzie szczelnie zamocowana w butelce. (b)
- Delikatnie wymieszaj zawartość butelki i jak najszybciej nanieś próbkę na płytkę testową zgodnie z instrukcjami podanymi w ulotce dołączonej do opakowania zestawu testowego Stalab do oznaczania stężenia surowiczego amyloidu A. (c)

4.2. Próbkę surowicy i osocza



- Można stosować standardowe probówki do pobierania krwi, w tym probówki z heparyną litową, EDTA lub cytrynianem sodu oraz probówki do pobierania surowicy.
- Po odpowiednim odwirowaniu próbki użyj mikropipety, za pomocą której można odmierzyć objętość 5 µl, zamiast probówki BloodCaptor.
- Odmierz 5 µl surowicy lub osocza z probówki i umieść pobraną próbkę w butelce z roztworem przygotowawczym. (d)
- Jeśli używasz probówki BloodCaptor, mocno wsuń pustą probówkę do butelki z roztworem przygotowawczym w taki sposób, aby probówka była szczelnie zamocowana w butelce. (e)
- Delikatnie wymieszaj zawartość butelki i jak najszybciej nanieś próbkę na płytkę testową zgodnie z instrukcjami podanymi w ulotce dołączonej do opakowania zestawu testowego Stablelab do oznaczania stężenia surowiczego amyloidu A. (f)

5. Tryb podstawowy

Tryb podstawowy pozwala w prosty i szybki sposób wykonać oznaczenie w ciągu 10 minut przy użyciu jednej płytki testowej Stablelab SAA. Analizator EQ-1 odmierza czas do wykonania oznaczenia i wyświetla wynik po 10 minutach.



1. Przygotuj próbkę zgodnie z instrukcjami podanymi w ulotce dołączonej do opakowania

zestawu testowego Stablelab do oznaczania stężenia surowiczego amyloidu A.

- Próbkę należy nanieść na płytkę testową w ciągu 10 minut od momentu otwarcia foliowego opakowania.
2. Upewnij się, że przełącznik trybu pracy analizatora znajduje się po lewej stronie. (a)
 3. Wsuń nową płytkę testową Stablelab SAA do gniazda na płytce testowej analizatorze, z okienkiem wyniku skierowanym do góry. Dołek w płytce testowej musi znajdować się na zewnątrz gniazda na płytce testowej.
 4. Analizator EQ-1 automatycznie się włączy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Apply Sample* („Nanieś próbkę”).
 5. Przed naniesieniem próbki na płytkę testową ściśnij delikatnie butelkę i odrzuć kilka pierwszych kropli. Następnie dodaj dokładnie 4 krople z butelki z roztworem przygotowawczym do dołka w płytce testowej.
 6. Analizator wykryje próbkę w ciągu 60 sekund od jej naniesienia i automatycznie rozpocznie odliczanie czasu do wykonania oznaczenia (9 minut). (b)
 - Do momentu rozpoczęcia odliczania komunikat *Apply Sample* („Nanieś próbkę”) pozostanie widoczny na ekranie – nie należy nanosić dodatkowych kropli.
 7. Po upływie 10 minut na ekranie pojawi się wynik, który pozostanie wyświetlony przez 20 sekund, zanim analizator się wyłączy w celu oszczędności energii.
 8. Wynik pozostanie zapisany w pamięci urządzenia do czasu wyjęcia płytki testowej. Wynik pozostanie wyświetlony przez 5 sekund po wyjęciu płytki testowej, zanim zostanie usunięty z pamięci urządzenia.
 9. Analizator wyłączy się automatycznie w celu oszczędzania energii.

6. Tryb szybkiego odczytu

Tryb szybkiego odczytu służy do sekwencyjnego wykonywania oznaczeń przy użyciu wielu płytek testowych Stablelab SAA. Czas jest kontrolowany przez użytkownika bez pomocy analizatora, co wymaga precyzyjnego pomiaru czasu do wykonania oznaczenia (10 minut) od momentu naniesienia próbki. W celu wykonania oznaczenia stężenia SAA płytki testowe wprowadza się kolejno do analizatora po odczekaniu 10 minut w przypadku każdej kolejnej płytki testowej.



1. Przygotuj próbkę zgodnie z instrukcjami podanymi w ulotce dołączonej do opakowania zestawu testowego Stablelab do oznaczania stężenia surowiczego amyloidu A (SAA).

- Próbkę należy nanieść na płytkę testową w ciągu 10 minut od momentu otwarcia foliowego opakowania.

2. Upewnij się, że przełącznik trybu pracy analizatora znajduje się po prawej stronie. Po wprowadzeniu płytki testowej pojawi się litera Q w prawym górnym rogu ekranu. (a)

3. Przygotuj jedną płytkę testową Stablelab SAA dla każdej próbki, dla której ma zostać wykonane oznaczenie.

4. Przy wykonywaniu oznaczeń w sposób

sekwencyjny użyj etykiet do oznaczenia butelek z roztworem przygotowawczym i płytek testowych w celu uniknięcia pomyłki.

5. Przed naniesieniem próbki na płytkę testową ściśnij delikatnie butelkę i odrzuć kilka pierwszych kropeł. Następnie dodaj dokładnie 4 krople z butelki z roztworem przygotowawczym do dołka w płytce testowej. Ustaw stoper na 10 minut. Ponownie wykonaj opisane czynności dla każdej kolejnej próbki. (b)

6. W miarę jak próbka przemieszcza się wzdłuż płytki testowej, powinna pojawić się linia kontrolna C, która oznacza poprawne wykonanie oznaczenia.

7. Płytki testowe należy umieścić na płaskiej, poziomej powierzchni. Po odczekaniu dokładnie 10 minut od momentu naniesienia próbki należy wsunąć nową płytkę testową Stablelab SAA (z okienkiem wynikiem skierowanym do góry) do gniazda na płytce testowej w analizatorze. Dołek w płytce testowej musi znajdować się na zewnątrz gniazda na płytce testowej.

8. Wynik oznaczenia stężenia SAA zostanie wyświetlony zaraz po wprowadzeniu płytki testowej i pozostanie widoczny na ekranie przez 20 sekund, zanim zostanie usunięty z pamięci urządzenia.

9. Po odczytaniu i zapisaniu oznaczonego stężenia SAA wyjmij płytkę testową i wprowadź kolejną płytkę, dla której upłynął czas oczekiwania 10 minut, w celu wykonania kolejnego oznaczenia.

10. **Niezwykle ważne jest, aby oznaczenia były wykonywane po odczekaniu dokładnie 10 minut**, ponieważ w miarę upływu czasu pojawiają się linie kontrolna i testowa. Wprowadzenie płytki testowej po czasie dłuższym niż 10 minut spowoduje, że wynik oznaczenia stężenia SAA będzie fałszywie zawyżony. Z drugiej strony wprowadzenie płytki testowej przed upływem 10 minut spowoduje, że wynik oznaczenia stężenia SAA będzie fałszywie zaniżony.

11. Analizator wyłączy się automatycznie w celu oszczędzania energii.

7. Odczyt wyników



Wyniki są wyświetlane na ekranie analizatora w $\mu\text{g/ml}$ po upływie 10 minut (w trybie podstawowym) lub zaraz po wprowadzeniu płytki testowej po odczekaniu dokładnie 10 minut (w trybie szybkiego odczytu).

Zakres detekcji wynosi 0 – 3000 $\mu\text{g/ml}$, gdzie zero oznacza, że w próbce nie wykryto SAA.




- Płytkę testową należy wprowadzić do analizatora EQ-1 po odczekaniu **dokładnie** 10 minut, ponieważ w miarę upływu czasu pojawiają się linie kontrolna i testowa.
- Jest to szczególnie ważne w trybie szybkiego odczytu, ponieważ czas do wykonania oznaczenia jest odmierzany przez użytkownika bez pomocy analizatora.
- Wprowadzenie płytki testowej po czasie dłuższym niż 10 minut spowoduje, że wynik oznaczenia stężenia SAA będzie fałszywie zawyżony.
- Z drugiej strony wprowadzenie płytki testowej przed upływem 10 minut spowoduje, że wynik oznaczenia stężenia SAA będzie fałszywie заниżony.
- **Ważne:** Nie zaleca się ponownego wprowadzenia płytki testowej po czasie dłuższym niż 10 minut w celu sprawdzenia wyniku. W takim przypadku uzyskany wynik będzie błędny i fałszywie zawyżony.

8. Konserwacja

Jeżeli analizator EQ-1 nie pracuje z optymalną wydajnością, należy przywrócić ustawienia domyślne urządzenia. W tym celu wystarczy wyjąć i ponownie włożyć baterię lub wymienić ją na nową (patrz informacje w punkcie 8.1).

8.1. Wymiana baterii



1. Komora baterii znajduje się po lewej stronie urządzenia.
2. Odkręć obie śruby w pokrywie komory baterii za pomocą śrubokręta dostarczonego w komplecie z urządzeniem. (a)
3. Pamiętaj, aby włożyć nową baterię o napięciu 9 V, zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów baterii (+) i (-), zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii. (b)
 - Aby zapewnić optymalną sprawność urządzenia, zaleca się stosowanie baterii jednorazowych Duracell Coppertop 9V.
4. Zamknij pokrywę komory baterii za pomocą śrubokręta dostarczonego w komplecie z urządzeniem i upewnij się, że pokrywa została prawidłowo założona.
 - **Ważne:** Rowek na pokrywie komory baterii powinien znajdować się bezpośrednio nad symbolami (+) i (-) oraz w jednej linii z rowkiem na środku powierzchni bocznej analizatora. (c)
 - Nie należy zbyt mocno dokręcać śrub, ponieważ mogą pęknąć lub ulec uszkodzeniu.

8.2. Zanieczyszczona soczewka: czyszczenie soczewki w analizatorze



1. Zdejmij pokrywę gniazda na płytce testowej.
2. Przechyl analizator, aby zlokalizować soczewkę przez pokrywę gniazda na płytce testowej. Soczewka znajduje się u góry wewnątrz analizatora.
3. Soczewka to srebrno-czarny pasek umieszczony spodnią stroną do góry na środku białego prostokąta.
4. Za pomocą czystego wacika bawełnianego zwilżonego 70-procentowym alkoholem izopropylowym ostrożnie przetrzyj soczewkę posuwistymi ruchami w przód i w tył. Nie stosuj innych roztworów ani materiałów bezpośrednio na soczewkę.
5. Po oczyszczeniu soczewki upewnij się, że powierzchnia soczewki jest czysta.
6. **Ważne: Po oczyszczeniu soczewki NALEŻY przywrócić ustawienia domyślne analizatora.** W tym celu wyjmij baterię z urządzenia, a następnie ponownie ją włoż lub wymień na nową (patrz punkt 8.1).
7. Analizator jest gotowy do pracy.

9. Komunikaty błędu/rozwiązywanie problemów

Komunikat na wyświetlaczu	Znaczenie	Działanie
9.1. Battery Low („Niski poziom naładowania baterii”)	Komunikat sygnalizuje niski poziom naładowania baterii w analizatorze EQ-1. Należy niezwłocznie wymienić baterię.	Postępuj wg instrukcji podanych w punkcie 8.1.
9.2. Clean Lens („Oczyść soczewkę”)	Soczewka analizatora jest zanieczyszczona, co może niekorzystnie wpływać na sprawność urządzenia.	Postępuj wg instrukcji podanych w punkcie 8.2.
9.3. Check Insert („Sprawdź płytkę testową”)	Komunikat oznacza, że płytka testowa Stablelab SAA została nieprawidłowo wprowadzona do analizatora.	Upewnij się, że płytka testowa Stablelab SAA została do końca wprowadzona do gniazda na płytce testowej, z okienkiem wyniku skierowanym do góry, oraz że dołek w płytce testowej znajduje się na zewnątrz gniazda na płytce testowej.
9.4. Too Late („Za późno”)	Komunikat pojawi się w trybie podstawowym, jeżeli analizator EQ-1 wykryje, że do gniazda na płytce testowej wprowadzono zużytą płytkę Stablelab SAA.	Aby odczytać wynik dla zużytej płytki testowej Stablelab SAA, ustaw tryb szybkiego odczytu w analizatorze (patrz informacje w punkcie 6). Jeżeli komunikat pojawi się po wprowadzeniu nowej płytki testowej Stablelab SAA w trybie podstawowym, prosimy o skontaktowanie się z firmą Zoetis w celu uzyskania pomocy technicznej.
9.5. No C-Line („Brak linii C”)	Komunikat oznacza, że oznaczenie nie zostało wykonane. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli do dołka w płytce testowej naniesiono za dużą lub za małą ilość próbki bądź jeżeli próbka została naniesiona w temperaturze roboczej niezgodnej z zalecanymi wartościami.	Przygotuj próbkę zgodnie z instrukcjami podanymi w ulotce dołączonej do opakowania zestawu testowego Stablelab do oznaczania stężenia surowiczego amyloidu A i w punktach 4-6. Prosimy o skontaktowanie się z firmą Zoetis w celu uzyskania pomocy technicznej.
9.6. Calibrate Pass („Kalibracja zakończona powodzeniem”)	Wprowadzono nową płytkę testową Stablelab SAA w celu wykonania ślepej próby w trybie szybkiego odczytu. Kalibracja została wykonana z wynikiem pozytywnym.	Z analizatora EQ-1 można nadal korzystać w zwykły sposób, przygotowując próbki zgodnie z instrukcjami podanymi w ulotce dołączonej do opakowania zestawu testowego Stablelab do oznaczania stężenia surowiczego amyloidu A.
9.7. Calibrate Fail („Kalibracja zakończona niepowodzeniem:”)	Wprowadzono nową płytkę testową Stablelab SAA w celu wykonania ślepej próby w trybie szybkiego odczytu. Kalibracja została wykonana z wynikiem negatywnym.	Prosimy o skontaktowanie się z firmą Zoetis w celu uzyskania pomocy technicznej.

10. Środki ostrożności

10.1. Przeznaczenie

Analizator EQ-1 służy do oznaczania stężenia surowiczego amyloidu A (SAA) u koni w warunkach *in vitro*. Analizator jest przeznaczony do wykonywania oznaczeń z krwi pełnej, surowicy lub osocza u koni wyłącznie przy użyciu płytek testowych Stablelab SAA. Analizator służy do wykonywania oznaczeń analitycznych w miejscu opieki nad pacjentem i jest przeznaczony wyłącznie do użytku weterynaryjnego.

10.2. Zasady bezpieczeństwa

- Urządzenia nie należy używać w pobliżu ognia ani po kontakcie z wodą.
- Urządzenie należy chronić przed kontaktem z cieczami.
- Analizator EQ-1 jest przeznaczony do wykonywania oznaczeń wyłącznie przy użyciu płytek testowych Stablelab SAA. Używanie niezgodnych wyrobów może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostały się zanieczyszczenia.
- Nie używać, jeżeli urządzenie uległo uszkodzeniu.
- Nie należy samodzielnie rozmontowywać ani naprawiać urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. W razie konieczności naprawy urządzenia prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielem i/lub dystrybutorem firmy Zoetis.

10.3. Warunki robocze/przechowywania

- Analizator jest skalibrowany do użytku w temperaturach 15°C – 35°C. W przypadku innych temperatur wynik oznaczenia może być niedokładny. Nie należy używać urządzenia w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie słońca.
- Przechowywanie analizatora w temperaturach poniżej -10°C lub powyżej 50°C może mieć niekorzystny wpływ na sprawność urządzenia. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Nie przechowywać w miejscach wystawionych na działanie bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur bądź wilgoci.











10.4. Zastrzeżenie

Zabrania się powielania lub rozpowszechniania niniejszej publikacji, w całości lub w części, w jakiegokolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek metod, elektronicznych lub mechanicznych, w tym poprzez kopiowanie, rejestrowanie, wykorzystywanie systemów przechowywania lub wyszukiwania danych, bez pisemnej zgody firmy Zoetis, Inc. Firma Zoetis, Inc. zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w oferowanych wyrobach i usługach. Informacje podane w niniejszym podręczniku użytkownika mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych w niniejszej publikacji, firma Zoetis nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub szkody związane ze stosowaniem lub korzystaniem z podanych informacji. Nie udziela się żadnych praw w odniesieniu do zastosowań diagnostycznych. Nie udziela się żadnych praw do wykorzystywania wyrobu w celach komercyjnych, niezależnie od ich charakteru, w tym m. in. na potrzeby produkcji, kontroli jakości bądź usług komercyjnych, takich jak usługi kontraktowe lub usługi płatne. Odpowiedzialność za uzyskanie wszelkich dodatkowych praw własności intelektualnej, jakie mogą być wymagane, ponosi nabywca / użytkownik końcowy.

10.5. Ograniczenia dotyczące użytkowania

Do wykonywania oznaczeń przy użyciu analizatora należy korzystać wyłącznie z płytek testowych Stablelab SAA. Zakres detekcji urządzenia wynosi 0-3000 µg/ml SAA w badaniach u koni. Czynniki, które mogą mieć wpływ na wiarygodność oznaczenia: jakość i objętość próbki, czystość odczynników, sposób przygotowania próbki, czas od przygotowania próbki do wykonania oznaczenia i temperatura. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednią jakość i niezawodność urządzenia. Nie można jednak wykluczyć, że w pewnych przypadkach uzyskane wyniki mogą być nietypowe ze względu na istotny wpływ czynników zakłócających.

10.6. Objasnienia symboli

Symbol	Znaczenie	Symbol	Znaczenie
	Chronić przed światłem słonecznym.		Wytwórca
	Ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania		Termin przydatności wyrobu do użycia
	Należy zapoznać się z dołączoną do wyrobu ulotką / instrukcją użycia.		Numer serii (kod partii)
	Numer fabryczny		Upoważniony przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej
	Dyrektywa WEEE 2002/96/WE		Potwierdzenie spełnienia wymagań określonych dyrektyw europejskich

11. Pomoc techniczna

Zamówienia handlowe i pomoc techniczna

W celu złożenia zamówienia prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z firmą Zoetis, korzystając z poniżej podanych danych do kontaktu.

Zoetis Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa

tel. +48 22 223 48 00 (01)

www.akademiazoetis.pl

Więcej informacji o produktach marki Stablelab na stronie: www.stablelab.com.



Zoetis Inc., 333 Portage Street, Kalamazoo, MI, 49007, USA

Zoetis Belgium, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium

www.stablelab.com

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe są własnością spółki Zoetis Services LLC, spółki powiązanej lub licencjodawcy. Stablelab jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Epona Biotech Limited, wykorzystywanym na mocy udzielonej licencji. Duracell jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Duracell, Inc. © 2020 Zoetis Services LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

The Zoetis logo, consisting of the word "zoetis" in a lowercase, orange, sans-serif font.